



CERAM 83

Laboratoire dentaire à Toulon

GARANTIE DE QUALITÉ

Le Laboratoire dentaire CERAM 83 s'engage à vous faire bénéficier de produits et de prestations irréprochables. Cela signifie plus de sécurité, plus de tranquillité d'esprit vis-à-vis de vos patients.

LA QUALITÉ DES ALLIAGES ET DES MÉTAUX UTILISÉS

Le Laboratoire dentaire CERAM 83 utilise des alliages ayant fait l'objet d'un soin optimal lors de leur fabrication.

LA GARANTIE TECHNIQUE

Les alliages utilisés par le Laboratoire dentaire CERAM 83 vous assurent une garantie technique, notamment en termes d'innocuité en bouche, de longévité remarquable et de résistance à la corrosion.

LA GARANTIE SUR LA DURÉE

Ces alliages bénéficient d'une robustesse et fiabilité exceptionnelles.

Les différents métaux composant un alliage sont fondus séparément pour répondre aux conditions

spécifiques de chaque métal, inhérentes à leur point de fusion.

Le dosage des métaux se fait sous vide et sous contrôle électronique.

Tous les 30 kilos, l'alliage est soumis à une analyse complète. S'il présente une anomalie, il est immédiatement éliminé du circuit de production. Chaque lot de fabrication subit ainsi jusqu'à 15 contrôles spectrométriques.

Sécurité supplémentaire, chaque lot comporte le nom de l'alliage et son numéro de charge.

La dernière pastille de contrôle de chaque charge est archivée pendant une durée de cinq ans.

LA GARANTIE TECHNIQUE

Les alliages répondent aux critères techniques suivants:

- acceptation parfaite par le milieu buccal*
- totale innocuité à l'égard des tissus environnants*
- résistance à la corrosion*
- poids spécifique faible*
- rigidité et élasticité*
- absence de nickel dans les alliages pour les châssis métalliques*
- absence de béryllium et de fer pour tous les alliages*
- faible perte de masse dans une solution d'acide lactique et de chlorure de sodium*
- stabilité en teinte.*

UN SERVICE IRRÉPROCHABLE

Le Laboratoire dentaire CERAM 83 s'engage sur la qualité des produits entrant dans la composition des prothèses et appareils qu'il vous livre. Vous êtes en mesure d'offrir à vos patients une tranquillité d'esprit à l'épreuve du temps.

LE PARTENARIAT

Des partenaires connus et reconnus par les professionnels de l'Art Dentaire se sont associés à la cause du Laboratoire dentaire CERAM 83 :

Bego, Ceramco3, DeguDent, Dentaurum, Dentsply, Erkodent, Helia, Ivoclar Vivadent, Noritake, NSK, Odoncia, shera, Shofu, Vertex Dental, Vita Omega 900...

HYGIÈNE & ENTRETIEN

La perte des dents est très mal vécue par les patients. Qu'elle soit partielle ou étendue à l'ensemble de la denture, l'édentation engendre un véritable traumatisme, avec souvent un repli de l'individu sur lui-même. La disparition du plaisir de manger s'installe, allant chez certains jusqu'à la perte d'appétit ou à une prise d'alimentation désastreuse.

On estime que 30 % des individus édentés ou mal appareillés souffrent de problèmes de malnutrition. La mastication est un paramètre indispensable pour apprécier la saveur des aliments et pour une bonne digestion.

LE SAVIEZ-VOUS?

Un Français sur 10 de plus de 50 ans porte une prothèse dentaire

INTÉRÊT DE LA PROTHÈSE DENTAIRE

Elle permet de retrouver une esthétique, et donc une vie sociale, et de s'alimenter correctement, mais elle ne résout pas tous les problèmes : une prothèse amovible n'a pas tout à fait la même efficacité que les vraies dents en matière de mastication.

CONSEILS SUR LES PROTHÈSES DENTAIRES

Les prothèses dentaires méritent la même attention que les dents naturelles.

Un appareil dentaire est fragile, il faut le manipuler avec précaution au dessus d'une serviette de toilette ou sur un lavabo rempli d'eau. Il ne faut jamais laisser sécher son appareil, lorsqu'il n'est pas porté, il faut toujours le placer dans un bain de nettoyage ou dans de l'eau (l'assèchement peut provoquer des déformations permanentes et le rendre inutilisable). Pour les mêmes raisons, évitez l'eau bouillante.

La structure osseuse sur laquelle repose le dentier se résorbe au fil des années, avec l'âge, la bouche se modifie naturellement et l'appareil doit être réadapté par votre dentiste au moins une fois par an. Votre appareil doit être remplacé tous les 5 à 10 ans: une prothèse ne doit jamais blesser la gencive, ne doit pas bouger. Il faut la porter le plus longtemps possible et bien l'entretenir (nettoyage extérieur et intérieur après chaque repas)

COMMENT NETTOYER SON APPAREIL DENTAIRE ?

Faire un nettoyage quotidien, idéalement après chaque repas pour enlever les restes de nourriture, les dépôts de plaques et prévenir les taches.

Masser et nettoyer vos gencives, la langue et le palais avec une brosse à poils souples en soie avant de remettre l'appareil en bouche (stimule la circulation et aide à éliminer la plaque).

Brosser la prothèse en profondeur, de haut en bas en la tenant fermement avec une brosse à dent pour prothèse. Utiliser un dentifrice spécifique pour prothèse car un dentifrice normal est trop abrasif, puis tremper votre dentier quelques minutes dans une boîte hermétique remplie d'eau tiède avec des comprimés de nettoyage spéciaux . Les solutions de trempage sont composées en majorité de peroxyde alcalin, elles dégagent des bulles d'oxygène. Ces produits enlèvent les débris qui adhèrent faiblement aux prothèse. On place le comprimé au fond de la boîte puis la prothèse par-dessus le comprimé, puis on ferme le couvercle et on laisse agir la solution.

L'appareil doit être rincé à grande eau et brossé à nouveau avant d'être remis en bouche.

Afin de laisser reposer les gencives, il est important de retirer le dentier au minimum 8 heures pendant la nuit.

En cas de gencives sensibles, appliquez un gel gingival apaisant après retrait de la prothèse et sous la prothèse.

LES ERREURS À NE PAS FAIRE

- Utiliser du vinaigre pour nettoyer une prothèse contenant du métal

Utiliser des couteaux ou d'autres outils tranchants pour enlever les dépôts durcis (risque d'abîmer les surfaces polies favorisant l'accumulation plus rapide de tartre)

- Garder son appareil pendant la nuit

-Le tabagisme a des répercussions bucco-dentaires nombreuses. Les goudrons noircissent la langue et l'émail des dents; en se déposant au niveau de la gorge et des voies respiratoires, ils donnent une odeur désagréable à l'haleine des fumeurs (le sevrage permet d'y remédier en 2 à 3 jours). Le délabrement dentaire nécessite des soins (implants, greffes osseuses, traitements spécifiques des gencives) rendus délicats chez le fumeur où ils donnent de moins bons résultats.

Attention à ne pas abuser des bains de bouche: Les solutions de chlorhexidine sont susceptibles de colorer en brun les dents, les prothèses dentaires et la langue. Cette coloration dentaire cède en général au brossage des dents et à l'arrêt du traitement.

LES PRODUITS ADHÉSIFS

L'usage de fixatifs, notamment sous forme de poudre, permet de se sentir plus en confiance et, surtout, d'augmenter la force de mastication.

En crème ou en poudre, ils améliorent la tenue et l'ajustement de la prothèse.

Ces produits remplissent avec la salive l'espace situé entre la gencive et la prothèse, ils assurent un contact optimal entre les 2 structures. Ils limitent les frottements et les risques de blessure ou d'inflammation car l'adhésif forme une sorte de coussin protecteur entre le matériau dur du dentier et la muqueuse sensible de la gencive et du palais.

Attention, l'usage de la poudre nécessite une production de salive suffisante.

LES COUSSINETS ADHÉSIFS

Les coussinets adhésifs améliorent la stabilité de la prothèse inférieure.

En effet, La prothèse dentaire inférieure pose souvent des problèmes. Moins bien maintenue naturellement, elle est plus en contact avec la salive et avec les mouvements de la langue. Son maintien est plus délicat.

Non solubles dans l'eau, les coussinets adhésifs garantissent une adhérence parfaite et longue durée.

De plus les aliments et boissons ont plus de difficultés à se glisser entre la prothèse et la gencive. Cette nouvelle technologie permet de créer une liaison solide et durable pendant toute la journée.